

Forslag til sammensetting Babyunderlag



Baby 1. Lang skråpute med liten skråpute mot hverandre. Fleksjonspute under knærne. Denne sammensettingen passer perfekt i vogn, bag, seng, pulk o.l.



Baby 2. En kilepute middels, to små skråputer og en middels fleksjonspute.



Baby 3. En kilepute, en lang skråpute, en liten skråpute dobbel høyde, en skråpute kort dobbel høyde, en middels fleksjonspute og en korreksjonskile.




Baby 4. Et liggeunderlag, to halvmåner R15 L42, en skråpute kort dobbel høyde, en liten skråpute, en liten skråpute dobbel høyde, en fleksjonspute liten, en kilepute middels.



Kilepute middels, liten skråpute, fleksjonspute.



Kilepute middels/stor.
Fin utgangsstilling for traksjon av nakke.



Sett produktene sammen slik du føler er best for pasienten din. Legg vekt på å få optimal utgangsstilling. Kilepute middels - perfekt til de fleste stellebord, men kan også brukes på bord og gulv der det måtte passe.